

**ZEYCO**<sup>®</sup>  
equipos

En Zeyco, buscamos impulsar el desarrollo de la Odontología ofreciendo soluciones integrales, innovadoras y confiables. Ponemos a disposición de los profesionales de la salud una cuidadosa selección de equipos dentales de calidad, fabricados por marcas reconocidas a nivel internacional.





Potencia y precisión en piezas de mano



## Micromotor neumático de baja velocidad

---

- Bajo nivel de ruido  $\leq 65$ dB.
  - Sistema de cambio de giro.
  - Compatible con una amplia gama de contra-ángulos y piezas rectas.
  - Velocidad de rotación de 14,000-25,000 rpm/min a 250 kPa.
  - Cumple con la norma ISO 13485.
  - Esterilizable en autoclave a 134°C.
- **Garantía:** 1 año, excepto en baleros (3 meses).

Reg. San. No. 2362C2014 SSA



## Contraángulo para micromotor

---

- Diseño ergonómico.
  - Cambio de fresa convencional.
  - Excelente calidad y resistencia.
  - Compatible con todas las marcas de micromotores.
  - Trabaja a baja velocidad y gran torque.
  - Velocidad de rotación  $\leq 40,000$  rpm.
- **Garantía:** 1 año, excepto en baleros (3 meses).

Reg. San. No. 2362C2014 SSA



## Punta recta para micromotor

---

- Funcionamiento silencioso y sin vibraciones.
- Velocidad de rotación < 40,000 rpm.
- Cumple con las normas ISO 3964 e ISO 13485.
- Esterilizable en autoclave a 134°C.
- **Garantía:** 1 año, excepto en baleros (3 meses).

Reg. San. No. 2362C2014 SSA



## Pieza de mano alta rotación

---

- Aro de luz LED autogenerada sin sombras.
- 4 puntos de irrigación.
- Inserción de fresa con sistema Push Button.
- Balero cerámico que garantiza un funcionamiento silencioso y sin vibraciones.
- Velocidad de rotación  $\geq 280,000$  rpm.
- Esterilizable en autoclave a 134°C.
- **Garantía:** 1 año, excepto en baleros (3 meses).

Reg. San. No. 2362C2014 SSA



**Seguridad y calidad en equipos médicos**



## Tanzo Classic Autoclave Clase B

- Panel intuitivo con indicadores LED de función.
  - Indicadores de niveles de agua.
  - Selector de función de ciclos de 121° y 134°
  - Test de comprobación como Bowie&Dick y Hélix.
  - Registros históricos a través de impresora y conectividad USB.
  - Filtro de alta intensidad que garantiza mejores resultados en el proceso de esterilización.
  - Cámara de acero inoxidable grado 304 con 10 años de garantía de fábrica contra rupturas o grietas.
  - Sistema de producción de vapor inyectado en cámara.
  - Conexiones frontales y posteriores.
  - Despresurización automática.
  - Retira burbujas de aire antes de la esterilización.
- 
- **Capacidad:** 18 L.
  - **Garantía:** 2 años.

Reg. San. No. 1642E2021 SSA.



## Tanzo Touch Autoclave Clase B

### Mismas características de Tanzo CLASSIC más:

- Emisión de diagnósticos de todo su funcionamiento para el fácil y rápido mantenimiento.
  - Pantalla de LCD de alta iluminación.
  - Visibilidad gráfica interactiva.
  - Grabación de datos en una unidad flash USB y en memoria interna.
  - Se puede programar el inicio automático del ciclo con un tiempo de anticipación de entre 30 minutos y 4 horas.
- 
- **Capacidad:** 18 L.
  - **Garantía:** 2 años.

*\*Water Purifier System (de regalo).*

Reg. San. No. 1642E2021 SSA.



## Tanda Color Autoclave Clase N

- Panel intuitivo con indicadores LED de función.
- Selector de función de ciclos de 121° y 134°.
- Filtro de alta intensidad que garantiza mejores resultados en proceso de esterilización.
- Ajuste automático de presión atmosférica.
- Secado con puerta cerrada programable de 20 a 60 minutos.
- Cámara de acero inoxidable grado 304 con 10 años de garantía de fábrica contra rupturas o grietas.
- Despresurización manual.
- Retira burbujas de aire antes de la esterilización.
- Disponible en blanco /morado y blanco/ negro.
- **Capacidad:** 18 L y 23 L.
- **Garantía:** Período de garantía de 24 meses con excepción de las resistencias que tienen 12 meses de garantía por defecto de fabricación.

Reg. San. No. 1642E2021 SSA.



## Collin 60 Tina Ultrasónica

- Panel LED de 3 colores.
- Temporizador ajustable de 1 a 30 minutos.
- Sostiene artículos de hasta 340 mm de largo.
- 2 calentadores cerámicos de 80W (160W).
- 2 transductores ultrasónicos de grado industrial de Ø 38 mm, 55 W (110 W).
- 5 opciones de calefacción.
- Función de degasificación, elimina burbujas del líquido y mejora la limpieza ultrasónica automatizada.
- Vibración ultrasónica y cavitación a una frecuencia de 35 kHz, para eliminar la suciedad de los instrumentos.
- Protector térmico a 65°C contra sobrecalentamiento.
- Interrupción automática del calentamiento en caso de falta de agua.
- Interruptor de encendido y apagado independiente y cable de alimentación desmontable.
- **Capacidad:** 6 L.
- **Garantía:** 1 año.





## SELINA

### Máquina selladora para bolsas de esterilización

---

- Sistema de protección y apagado automático en caso de inactividad.
- Tarda 3 minutos en calentar en su totalidad.
- La cuchilla puede ser usada en ambas direcciones.
- Cuenta con 1 cuchilla de repuesto.
- En 3 segundos sella las bolsas.

- **Garantía:** 1 año.

\*Este producto no incluye rollos.

Reg. San. No. 1642E2021 SSA.



## Drink 10

### Destilador de agua

---

- Produce 1.2 L/h de agua destilada.
- Resistencia sellada con soldadura térmica adherida al fondo.
- Pureza superior al 96%, ideal para la conservación de todos los equipos del consultorio que lleven agua, por ejemplo: unidad dental, autoclave, ultrasonido y tina ultrasónica.
- Protección contra sobrecalentamiento, a través de switch que se activa cuando alcanza 170 °C.

- **Capacidad:** 4 L.
- **Garantía:** 1 año.

Reg. San. No. 1642E2021 SSA.

***DTE***®

by Woodpecker

Innovación en equipos odontológicos



## O-Star

### Lámpara de Fotocurado Inalámbrica

- Cuerpo completamente metálico.
- Diseño ergonómico, ligero y resistente.
- Cabeza giratoria de 360° que permite alcanzar todos los ángulos de la boca y llegar a los dientes posteriores sin dificultad.
- Pantalla OLED®, con 2 botones que permiten un manejo sencillo.
- Luz uniforme y enfocada, lo que da mayor penetrabilidad.
- Intensidad de luz: de hasta 3,000 mW/cm<sup>2</sup>.
- Siete modos de trabajo: Normal, High, Turbo, Ortho, Soft, Pulse y Check.
- Modo Turbo que fotocura en 1 segundo la resina (2 mm de profundidad).
- Incluye un medidor de intensidad de luz que se encuentran en la base de carga.
- **Garantía:** 12 Meses en batería y 24 meses en unidad principal.

Reg. San. No. 0639E2024 SSA



### Lámpara de Fotocurado LED inalámbrica

- Intensidad de la luz: 1000 mW/cm<sup>2</sup> – 1200mW/cm<sup>2</sup>.
- Modos de trabajo: Continuo, rampa y pulsación.
- Tiempos de trabajo: 5, 10, 15 y 20 segundos.
- Batería de litio recargable.
- Fibra óptica autoclavable.
- **Garantía:** 12 meses en batería y 24 meses en la unidad principal.

Reg. San. No. 2117E2014 SSA



## Super Pen

### Jeringa Dental Eléctrica para aplicación de anestesia

- Tres velocidades de inyección ajustable: High (35 ~110 s), Low (120 ~ 170 s) y PDL (para inyección en ligamento periodontal, 180 ~ 290 s).
- Cambio automático a PDL al detectar ligamento periodontal.
- Motor sin escobilla para una mayor vida útil.
- Carga inalámbrica.
- Batería de larga duración.
- El soporte del cartucho se puede esterilizar en autoclave.
- Cuenta con música relajante.
- Disponible en color negro, rosa y azul.
- **Garantía:** 1 año (válido en tarjeta madre y base).

Reg. San. No. 2715E2024 SSA



## U6

### Escariador ultrasónico

- Sistema Touch inteligente.
- Panel de control táctil, luminoso y fácil de limpiar.
- Multifunción: Escariador, Periodoncia y Endodoncia.
- Seguimiento automático de frecuencia que garantiza que el equipo trabaje rápidamente sin lastimar la encía o el esmalte y con mayor firmeza para la eliminación de cálculo dental y la placa bacteriana.
- Incluye 5 puntas para profilaxis, regla metálica, porta limas Endo Chuck y 2 puntas para endodoncia.
- Pieza de mano de aluminio desmontable y autoclavable.
- Certificación CE e ISO 13485.
- **Garantía:** 2 años.

Reg. San. No. 0633E2024 SSA



Escariadores ultrasónicos para profilaxis dental



## **P5L**

### **Escariador ultrasónico**

---

- Pieza de mano fabricada en aluminio desmontable y autoclavable.
- Luz LED cálida para mejorar la iluminación intraoral.
- LED de repuesto.
- Llave de aluminio.
  
- Puntas: 2 piezas de T1 y 1 pieza de T2, T3, T4 y T5.
- Frecuencia: 28kHz +/- 3 kHz.
  
- Garantía: 15 meses.

Reg. San No. 1291E2017 SSA



## **P7L**

### **Escariador ultrasónico**

---

- Pieza de mano fabricada en aluminio desmontable y autoclavable.
- Luz LED cálida para mejorar la iluminación intraoral.
- LED de repuesto.
- Llave de aluminio.
- Regla metálica.
- 1 porta limas (Endo Chuck) y limas de endodoncia.
- Funciones scaler, endo y perio.
  
- Puntas: T1, T2, T3, T4 y T5.
- Frecuencia: 28kHz +/- 3 kHz.
  
- Garantía: 15 meses.

Reg. San No. 1291E2017 SSA



## P9L

### Escariador ultrasónico

---

- Pieza de mano fabricada en aluminio desmontable y autoclavable.
- Luz LED cálida para mejorar la iluminación intraoral.
- LED de repuesto.
- Llave de aluminio.
- Regla metálica.
- 1 porta limas (Endo Chuck) y limas de endodoncia.
- Funciones scaler, endo y perio.
- Tamaño compacto.
- Contenedor de agua de 350 mL.
- Bomba de agua silenciosa.
  
- Puntas: T1, T2, T3, T4 y T5.
- Frecuencia: 28kHz +/- 3kHz.
  
- Garantía: 15 meses.

Reg. San No. 1291E2017 SSA

Consulta los términos y condiciones de garantía  
para catálogo de productos aquí

[zeyco.com/terminos-y-condiciones-garantia-catalogo-equipos](http://zeyco.com/terminos-y-condiciones-garantia-catalogo-equipos)





Para mayor información contáctanos:

☎ Tel: +(33) 1043 2281

☎ Tel: +(33) 3208 3806

✉ Mail: [info@zeyco.mx](mailto:info@zeyco.mx)

🌐 Web: [zeyco.com](http://zeyco.com)

No. de autorización: 2514102002C00418