



MY•FILLER
HA DERMAL FILLERS



MY•MED
AESTHETICS

UN PIONERO CON MISIÓN GLOBAL. **Soluciones únicas.**

My Med Aesthetics es el fabricante de tres marcas premium: y Filler - rellenos dérmicos profesionales, Revitalize - formulas y viales profesionales para el cuidado de la piel y Oh! - cremas faciales para el cuidado de la piel. Nuestra misión es difundir el mensaje del envejecimiento consciente, en armonía y sinergia entre cuerpo y alma.

Fundada en 2016 y actualmente representada en más de 50 países en todo el mundo, **My Med Aesthetics** brinda a los profesionales de la estética médica y a sus pacientes soluciones innovadoras de alta gama y clínicamente probadas para el rejuvenecimiento de la piel.

Empresa certificada por un Organismo Notificador internacional de prestigio, **My Med Aesthetics** obtuvo las certificaciones UNI EN ISO 9001:2015 para el Sistema de Gestión de Calidad, UNI EN ISO 13485:2021 y ISO 22716:2008 para el Sistema de Fabricación. Además, nuestra marca recibió los Certificados de Registro de la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea), protegiendo a nuestros socios y garantizando su seguridad laboral. La certificación CE del producto la realiza el organismo notificador más importante de Italia, el Istituto Superiore di Sanita, que audita constantemente nuestra empresa y supervisa el respeto de todas las normas y altos estándares de calidad



Nueva vida para la piel CON NUESTROS RELLENOS DÉRMICOS HA

My Filler características:

- Dos tecnologías diferentes: Dual-Link y Trio.
- Soluciones únicas e innovadoras con 7 formulaciones diferentes.
- Certificación UE por parte de un organismo notificado italiano reconocido internacionalmente
- Varios registros internacionales.
- Jeringa de diseño ergonómico para una cómoda aplicación.
- Beauty Pass en el interior para comodidad de sus pacientes.
- Máxima calidad, seguridad y eficacia en la práctica clínica.
- Desarrollado para realzar la belleza natural.
- Formulación dinámica con perfecto equilibrio entre elasticidad y viscosidad.



INMEDIATO Y DE LARGA DURACIÓN
Dual-Link Technology



INNOVACIÓN CIENTÍFICA
Trio Technology

CE 0373





INMEDIATO Y DE LARGA DURACIÓN
Dual-Link Technology

MY·FILLER



GLIPS

1 ml

My Filler Glips está dedicado y creado exclusivamente para tratamientos de labios. Realza los labios con hidratación, mayor volumen y función de perfilado.

- Zona de inyección recomendada: labios.
- El resultado: labios inmediatos, duraderos, brillantes y de aspecto natural.
- Otras características: viscosidad media y formulación dinámica.



HA Concentración	Tasa de reticulación	Tan δ
20 mg/ml reticulado + 5 mg/ml no reticulado	2	0,27



MAX

1 ml

My Filler Max aporta el máximo volumen con el brillo inmediato de la piel. Con su alta concentración de HA, puede ser una excelente opción para la corrección de volumen profundo.

- Zona de inyección recomendada: pómulos, mentón, mandíbula, nariz y tercio medio del rostro.
- Para hombres: se puede lograr una apariencia más masculina con un arco mandibular, forma y volumen fuertes y bien definidos.
- Otras características: alta viscosidad con excelente moldeabilidad.



HA Concentración	Tasa de reticulación	Tan δ
22 mg/ml reticulado + 8 mg/ml no reticulado	3	0,18



SOFT



1 ml

Excelente opción de prevención y para retrasar la formación de arrugas dando un aspecto mas saludable e hidratado.

- Zonas recomendadas: Periorbitaria, perioral y labios.
- Otras características: su baja viscosidad y sus posibilidades de inyección superficial permiten potenciar los resultados de diversos tratamientos con su efecto hidratante duradero.

HA Concentración	Tasa de reticulación	Tan δ
20 mg/ml reticulado	1,5	0,46



MEDIUM



1 ml

Se puede utilizar perfectamente si nuestro objetivo es conseguir un volumen medio y una hidratación energética en la zona tratada.

- Zonas recomendadas: arrugas nasolabiales, mentolabiales (lineas de marioneta), glabella y aumento de volumen de labios.
- Otras características: la viscosidad del material es perfecta para la corrección de volumen y remodelación del área tratada.

HA Concentración	Tasa de reticulación	Tan δ
25 mg/ml reticulado	2,5	0,30



STRONG



1 ml

La alta concentración de HA de My Filler Strong lo hace sobresaliente en el mundo de los rellenos de ácido hialurónico. Recomendado especialmente para contouring, correcciones y voluminización.

- Áreas recomendadas: pómulos, mentón, mandíbula, nariz y tercio medio del rostro.
- Otras características: alta viscosidad así como excelentes propiedades de moldeabilidad. Después de la inyección el material permanece estable en la zona evitando cualquier tipo de migración inesperada.

HA Concentración	Tasa de reticulación	Tan δ
30 mg/ml reticulado	3,5	0,16

Comparación de rangos

	DERMAL FILLERS				
	GLIPS	MAX	SOFT	MEDIUM	STRONG
TIPO HA	Monofásico	Monofásico	Monofásico	Monofásico	Monofásico
AGENTE	BDDE	BDDE	BDDE	BDDE	BDDE
RETICULACION	moderado	alto	bajo	moderado	alto
CONCENTRACION	20+5 mg/ml	22+8 mg/ml	20 mg/ml	25 mg/ml	30 mg/ml
CANTIDAD	1 ml	1 ml	1 ml	1 ml	1 ml
AGUJA SUGERIDA	27G, 30G, Cannula	25G - 27G, Cannula	27G, 30G, 32G	27G, 30G, Cannula	25G - 27G, Cannula
CODIGO	MYF105	MYF104	MYF001	MYF002	MYF003
AREA DE INYECCIÓN	Dermis	Subcutáneo	Epidermis	Dermis	Subcutáneo



ESP



Distribuidor oficial:

ZEYCO®

atencionaclientes@zeyco.mx
Tel. (33) 4678 2457
Camino a Sta. Ana Tepetitlán 2230
Col. Santa Ana Tepetitlán, 45230
Zapopan, Jal, Mx



¡Evoca tu viaje de belleza!

¿Te has dado cuenta de que tienes tu propio viaje de belleza? ¿Que tienes tus propios altibajos pero te lleva hacia la aceptación y el equilibrio perfecto?

My Med Aesthetics te apoya en este ciclo eterno para restaurar, potenciar y remodelar la belleza de tu piel y reconectarte aún más con tu verdadero yo.

myfiller.mx



Téglagyári út 5-11. 2097 Pilisborosjenő, Hungary
info@my-med.eu - www.my-med.eu

